

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mterfd3 Pour Wb, Elisa - Q49Am1

Numéro d'article: CM0027253

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine MTERFD3 (mTERFL) humaine, adapté au Western blotting et à l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la transcription mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTERFD3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	mTERFL ; MTERFD3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80298
GeneID	80298
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de la MTERFD3 humaine (NP_079474.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q49AM1
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace