

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtfmt Pour Wb, Elisa - Q96Dp5

Numéro d'article: CM0021893

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MTFMT humaine (formyltransférase de la méthionyl-ARNt mitochondriale). Reconnaît l'humain, la souris et le rat. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la traduction mitochondriale et les maladies.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	MTFMT Lapin pAb
Remarques/Alias	FMT1; COXPD15; MC1DN27; MTFMT
Espèce	Humain
GeneID	123263
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-389 de la MTFMT humaine (NP_640335.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96DP5
Poids moléculaire	44kDa
Expédition	Sac de glace