

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtfp1 Pour Wb, Elisa - Q9Udx5

Numéro d'article: CM0031084

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MTFP1 humaine (MTP18), une protéine de la membrane interne mitochondriale impliquée dans la fission. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. 18kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTFP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MTP18 ; HSPC242 ; MTFP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51537
GeneID	51537
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-166 de la MTFP1 humaine (NP_057582.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9UDX5
Poids protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace