


Anticorps Polyclonal Anti-Mth1 Pour Wb, Elisa - P36639

Numéro d'article: CM0030692



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain MTH1 (NUDT1), validé pour WB et ELISA. Convient pour explorer les voies de réparation des dommages à l'ADN, le stress oxydatif et l'assainissement du pool de nucléotides. SWISS : P36639.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MTH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4521
GeneID	4521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-179 de l'humain MTH1 (NP_945192.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P36639
Poids protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace