


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mth1 Pour Wb, Elisa - P36639

Numéro d'article: CM0008124



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre l'humain MTH1 (NUDT1), validé pour WB et ELISA. Détecte l'hydrolase des nucléosides triphosphates puriques oxydés, un nettoyeur clé des pools de nucléotides, avec un poids protéique de 18 kDa. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM MTH1 Lapin
Remarques/Alias	MTH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4521
GeneID	4521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-200 de l'humain MTH1 (P36639).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P36639
Poids protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace