

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mthfd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11586

Numéro d'article: CM0027049



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin MTHFD1 pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la C-1-tétrahydrofolate synthase cytoplasmique, une enzyme trifonctionnelle dans le métabolisme à un carbone et la biosynthèse des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MTHFD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CIMAH; MTHFC; MTHFD; MTHFD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4522
GeneID	4522
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de MTHFD1 humain (NP_005947.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11586
Poids protéique	102kDa
Expédition	Sac de glace