

Anticorps Polyclonal Anti-Mthfd1L Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Ub35

Numéro d'article: CM0030115

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la C1-tétrahydrofolate synthase monofonctionnelle (MTHFD1L), validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible une enzyme du métabolisme un carbone mitochondrial ; utile pour la recherche sur le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTHFD1L Rabbit pAb
Remarques / Alias	FTHFSDC1; MTC1THFS; dj292B18.2; MTHFD1L
Espèce	Humain
GeneID (humain)	25902
GeneID	25902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 759-978 de la MTHFD1L humaine (NP_056255.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6UB35
Poids de la protéine	106 kDa
Expédition	Sachet de glace