

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mthfd2 Pour Wb, Elisa - P13995

Numéro d'article: CM0007035



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-MTHFD2 de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA, réagit avec les protéines MTHFD2 humaines et murines. Un réactif clé pour les études du métabolisme mitochondrial à un carbone. (P13995)

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	mAb de lapin anti-MTHFD2
Remarques/Synonyme	NMDMC ; MTHFD2
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	10797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 250 de la MTHFD2 humaine (NP_006627.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P13995
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace