

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mthfd2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13995

Numéro d'article: CM0017762



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MTHFD2 humain (méthylènetétrahydrofolate déshydrogénase/cyclohydrolase bifonctionnelle) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier le métabolisme mitochondrial à un carbone.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin MTHFD2
Remarques/Alias	NMDMC ; MTHFD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10797
GeneID	10797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-250 du MTHFD2 humain (NP_006627.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13995
Poids Moléculaire de la Protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace