

Anticorps Monoclonal Anti-Mthfr Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42898

Numéro d'article: CM0006677



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le MTHFR humain (méthylènetétrahydrofolate réductase). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la voie du folate et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTHFR Lapin mAb
Remarques/Alias	MTHFR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4524
GeneID	4524
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 363-656 du MTHFR humain (NP_005948.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42898
Poids Moléculaire	75 kDa
Expédition	Sac de glace