


Anticorps Polyclonal Anti-Mtif3 Pour Wb, Elisa - Q9H2K0

Numéro d'article: CM0029735



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre MTIF3 validé pour WB et ELISA. Spécifique de MTIF3 humain et de rat, un facteur d'initiation de la traduction mitochondriale qui favorise la disponibilité de la sous-unité ribosomique 28S pour la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTIF3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IF3mt; MTIF3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	219402
GeneID	219402
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-278 de la MTIF3 humaine (NP_690876.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9H2K0
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace