


Anticorps Polyclonaux Anti-Mtif3 Pour Wb, Elisa - Q9H2K0

Numéro d'article: CM0016065



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MTIF3 humain (IF3mt), validé pour les applications WB et ELISA. Détecte le MTIF3 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la synthèse des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MTIF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	IF3mt; MTIF3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	219402
ID de Gène	219402
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-278 du MTIF3 humain (NP_690876.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H2K0
Poids Moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace