

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtmr1 Pour Wb Et Elisa - Q13613

Numéro d'article: CM0018817



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MTMR1, une phosphatidylinositol-3-phosphate phosphatase, pour WB et ELISA chez l'homme et la souris, soutenant la recherche sur le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	MTMR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MTMR1
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	8776
ID du Gène	8776
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 300-400 de MTMR1 humain (NP_003819.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13613
Poids Moléculaire Protéique	75kDa
Expédition	Sac de glace