

Anticorps Polyclonal Anti-Mtmr14 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nce2

Numéro d'article: CM0029610

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MTMR14, une phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase qui déphosphoryle le PI3P et le PI(3,5)P2. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche sur la signalisation lipidique et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTMR14 Rabbit pAb
Remarques/Alias	C3orf29 ; MTMR14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	64419
GeneID	64419
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-500 de MTMR14 humain (NP_001070993.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NCE2
Poids protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace