

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtmr14 Pour Wb, Elisa - Q8Nce2

Numéro d'article: CM0021520

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin MTMR14 validé pour WB et ELISA, avec réactivité contre MTMR14 humain et murin. Cet anticorps cible la phosphatase lipidique MTMR14, impliquée dans le métabolisme des phosphatidylinositols, le rendant adapté à la recherche en signalisation cellulaire et dans les troubles liés à la régulation des phosphoinositides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin MTMR14
Remarques/Alias	C3orf29 ; MTMR14
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	64419
ID du Gène	64419
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de MTMR14 humain (NP_001070993.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NCE2
Poids Protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace