


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtmr2 Pour Wb, Elisa - Q13614

Numéro d'article: CM0025431



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MTMR2 humaine, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. L'immunogène correspond aux acides aminés 404-643. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et les protéines liées à la myotubularine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTMR2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CMT4B; CMT4B1; MTMR2
Espèce	Humain
GeneID	8898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 404-643 de la MTMR2 humaine (NP_057240.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13614
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace