

Anticorps Polyclonal Anti-Mtmr4 Pour Ihc-P, Elisa - Q9Nya4

Numéro d'article: CM0025265

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MTMR4 humain, une phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase. Validé pour IHC-P et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour étudier le trafic et la signalisation endosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTMR4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZFYVE11 ; FYVE-DSP2 ; MTMR4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9110
Identifiant du gène	9110
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 570-820 du MTMR4 humain (NP_004678.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NYA4
Poids moléculaire de la protéine	133 kDa
Expédition	Sac de glace