

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtmr4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nya4

Numéro d'article: CM0016918

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine humaine MTMR4, une 3-phosphatase du phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate impliquée dans le trafic endosomal et la signalisation. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTMR4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9110
GeneID	9110
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 920-1195 de la protéine humaine MTMR4 (NP_004678.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9NYA4
Poids moléculaire	133 kDa
Expédition	Sac de glace