


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtmr6 Pour Wb, Elisa - Q9Y217

Numéro d'article: CM0015981



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MTMR6, une phosphatase lipidique impliquée dans la signalisation des lymphocytes T et l'endocytose. Validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à l'immunodétection et à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTMR6 pAb de lapin
Remarques/Alias	MTMR6
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9107
ID du gène	9107
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 382-621 de la protéine MTMR6 humaine (NP_004676.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y217
Poids moléculaire	72 kDa
Expédition	Sac réfrigérant