


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtmr8 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ef0

Numéro d'article: CM0023500



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MTMR8 validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Cible MTMR8 (Q96EF0), une phosphatase lipidique régulant l'autophagie. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et la signalisation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MTMR8 Lapin pAb
Remarques/Alias	MTMR8
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	55613
ID de Gène	55613
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 430-560 de MTMR8 humain (NP_060147.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96EF0
Poids Protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace