

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtmr9 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qg7

Numéro d'article: CM0016675

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MTMR9, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation des phosphatases apparentées à la myotubularine, de la macroautophagie et de l'apoptose. - Q96QG7

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTMR9 Rabbit pAb
Remarques/alias	MTMR8; C8orf9; LIP-STYX; MTMR9
Espèce	Humain
ID du gène	66036
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de la protéine MTMR9 humaine (NP_056273.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96QG7
Poids moléculaire	63 kDa
Expédition	Sac de glace