


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtnr1A Pour Wb Et Elisa - P48039

Numéro d'article: CM0027676



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin MTNR1A (P48039) validé pour le western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec le récepteur de la mélatonine de type 1A humain et de rat. Idéal pour les études sur le rythme circadien, le sommeil et les récepteurs de la mélatonine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MTNR1A Lapin pAb
Remarques/Alias	MT1; MEL-1A-R
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4543
GeneID	4543
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 261-350 du MTNR1A humain (NP_005949.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P48039
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace