


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtnr1A (Wb, Ihc-P, Elisa) - P48039

Numéro d'article: CM0013748



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MTNR1A humaine (récepteur de la mélatonine de type 1A), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire prédit : 39 kDa. Idéal pour la recherche sur le rythme circadien et le sommeil.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTNR1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	MT1 ; MEL-1A-R ; MTNR1A
Espèce	Humain
Identifiant de gène	4543 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 281-350 de la MTNR1A humaine (NP_005949.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48039
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace