

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtor Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42345

Numéro d'article: CM0014884



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le mTOR humain et murin (P42345). Proposé pour le Western blot, l'immunofluorescence/immunocytochimie, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation mTOR dans la croissance cellulaire, le métabolisme et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mTOR Rabbit pAb
Remarques/Alias	SKS ; FRAP ; FRAP1 ; FRAP2 ; RAFT1 ; RAPT1 ; mTOR
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2475
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2400 et 2500 du mTOR humain (NP_004949.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P42345
Poids moléculaire de la protéine	289 kDa
Expédition	Sac de glace