

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtpap Pour Wb, Elisa - Q9Nvv4

Numéro d'article: CM0019844



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MTPAP humaine (PAPD1/SPAX4/TENT6), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Convient aux études sur le traitement de l'ARN mitochondrial et la dégradation de l'ARNm des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTPAP pAb de lapin
Remarques/Alias	PAPD1 ; SPAX4 ; TENT6 ; MTPAP
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55149
ID du gène	55149
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 383 à 582 de la MTPAP humaine (NP_060579.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9NVV4
Poids moléculaire	66 kDa
Expédition	Sac réfrigérant