

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtrr Pour Wb, Elisa - Q9Ubk8

Numéro d'article: CM0013798



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MTRR humaine (méthionine synthase réductase), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Convient pour l'étude de l'homéostasie de la méthionine et des folates. Réagit avec des échantillons humains ; poids moléculaire prédit 78 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-MTRR
Remarques/Alias	MSR ; cblE ; MTRR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4552
GeneID	4552
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-230 de la MTRR humaine (NP_002445.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBK8
Poids protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace