


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtss1 Pour Wb Et Elisa - O43312

Numéro d'article: CM0017350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine MTSS1 (MIM, suppresseur de métastase 1), validé pour les applications Western blot et ELISA. Réagit avec MTSS1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les métastases cancéreuses et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTSS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MIM; MIMA; MIMB; MTSS1
Espèce cible	Humain
GeneID	9788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 630-730 de la MTSS1 humaine (NP_055566.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43312
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace