

Anticorps Polyclonal Anti-Mttp Pour Wb, Elisa - P55157

Numéro d'article: CM0017676



Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) anti-MTTP validé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la grande sous-unité de la protéine de transfert des triglycérides microsomaux, essentielle à l'assemblage des lipoprotéines. Idéal pour les études sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MTTP
Remarques/Alias	ABL; MTP; MTTP
Espèce	Humain
ID de gène	4547
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-160 de la MTTP humaine (NP_000244.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55157
Poids de la protéine	99 kDa
Expédition	Sac de glace