

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mttp Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55157

Numéro d'article: CM0024520



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MTP humaine (protéine microsomique de transfert des triglycérides, grande sous-unité). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport lipidique et l'assemblage des lipoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTP Rabbit pAb
Remarques / Alias	ABL; MTP; MTPP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4547
GeneID	4547
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence au sein des acides aminés 550-650 de la MTP humaine (NP_000244.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P55157
Poids protéique	99kDa
Expédition	Sachet de glace