

Anticorps Polyclonal Anti-Mtus1 Pour Wb, Elisa - Q9Uld2

Numéro d'article: CM0015590

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MTUS1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. MTUS1 est un suppresseur de tumeur associé aux microtubules impliqué dans la prolifération cellulaire et la mitose ; adapté à la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTUS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATBP, ATIP, ICIS, MP44, ATIP3, MTSG1, MTUS1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	57509
Identifiant du gène	57509
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 207-436 du MTUS1 humain (NP_065800.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9ULD2
Poids moléculaire de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace