

Anticorps Polyclonal Anti-Mtus2 (Tip150) Pour Wb Et Elisa - Q5Jr59

Numéro d'article: CM0020223

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MTUS2 (candidat suppresseur de tumeur associé aux microtubules 2, TIP150). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur la dynamique des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTUS2 Rabbit pAb
Remarques/alias	ICIS ; CAZIP ; TIP150 ; KIAA0774 ; MTUS2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	23281
GeneID	23281
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49 à 348 de la protéine humaine MTUS2 (NP_056048.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q5JR59
Poids moléculaire	150 kDa
Expédition	Sac de glace