

Anticorps Polyclonal Anti-Mtx2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075431

Numéro d'article: CM0028973

Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin anti-MTX2 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il détecte la métaxine-2 humaine, de souris et de rat, une protéine de la membrane externe mitochondriale impliquée dans l'import de protéines. Idéal pour la recherche en IVD et les études mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTX2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MDPS; métaxine-2; MTX2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10651
Identifiant de gène	10651
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-263 de la MTX2 humaine (NP_006545.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075431
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace