

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mtx2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75431

Numéro d'article: CM0007338

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la MTX2 humaine, une protéine d'import mitochondriale. Adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat ; détecte une bande d'environ 30 kDa. Idéal pour les études sur la fonction mitochondriale et le développement de diagnostics in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTX2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MDPS; métaxine-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10651
GeneID	10651
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-263 de la MTX2 humaine (NP_006545.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75431
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace