


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Opiöide Mu (Mor) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35372

Numéro d'article: CM0022588



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur opioïde Mu (MOR) humain. Adapté pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec le MOR humain, de souris et de rat. Outil essentiel pour la recherche sur la signalisation des opioïdes et l'addiction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre le récepteur opioïde Mu (MOR)
Remarques / Alias	MOP; MOR; LMOR; MOR1; OPRM; M-OR-1; Récepteur opioïde Mu (MOR)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4988
ID du gène	4988
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 354-388 du récepteur opioïde Mu (MOR) humain (NP_000905.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35372
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace