

Anticorps Monoclonal Anti-Muc1-C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15941

Numéro d'article: CM0003841



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité ciblant le domaine C-terminal du MUC1 humain (Mucine-1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les biomarqueurs du cancer, la signalisation cellulaire et les études sur les cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MUC1-C Rabbit mAb
Remarques/Alias	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4582
GeneID	4582
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1156-1255 du MUC1 humain (P15941)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15941
Poids Protéique	122kDa
Expédition	Sac de glace