

Anticorps Polyclonal Anti-Muc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15941

Numéro d'article: CM0013832



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MUC1 humaine (Mucine-1, CA15-3) pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA ; réagit également avec les protéines de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MUC1 pAb de lapin
Remarques/Alias	EMA, MCD, PEM, PUM, KL-6, MAM6, MCKD, PEMT, CD227, H23AG, MCKD1, MUC-1, ADMCKD, ADTKD2, Ca15-3, ADMCKD1, CA 15-3, MUC-1/X, MUC1/ZD, MUC-1/SEC, MUC1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4582
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1182-1255 de la MUC1 humaine (P15941)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P15941
Poids moléculaire de la protéine	122 kDa
Expédition	Sac réfrigérant