

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Muc1 Pour Wb, Elisa - P15941

Numéro d'article: CM0023174



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MUC1 de haute spécificité validé pour WB et ELISA. Réagit avec le MUC1 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur les biomarqueurs du cancer et les études sur les cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MUC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EMA ; MCD ; PEM ; PUM ; KL-6 ; MAM6 ; MCKD ; PEMT ; CD227 ; H23AG ; MCKD1 ; MUC-1 ; ADMCKD ; ADTKD2 ; Ca15-3 ; ADMCKD1 ; CA 15-3 ; MUC-1/X ; MUC1/ZD ; MUC-1/SEC ; MUC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4582
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50-150 du MUC1 humain (P15941).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15941
Poids protéique	122 kDa
Expédition	Sac de glace