

Anticorps Monoclonal Anti-Muc2 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - Q02817

Numéro d'article: CM0004532



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la MUC2 humaine (Mucine-2), validé pour IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Immunogène : protéine de fusion recombinante couvrant les acides aminés 858-1259. Convient pour l'étude de la fonction de la barrière muqueuse intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MUC2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MLP ; SMUC ; MUC-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4583
GeneID	4583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 858-1259 de la MUC2 humaine (NP_002448.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02817
Poids Moléculaire Protéique	551 kDa
Expédition	Glacière/Sac de glace