

Anticorps Monoclonal Anti-Muc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q02817

Numéro d'article: CM0012271



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la MUC2 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux études de la mucine-2 intestinale dans le cadre de recherches sur la barrière muqueuse et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MUC2
Remarques/Alias	MLP, SMUC, MUC-2, MUC2
Espèce	Humaine
ID du gène	4583
Immunogène	Peptide synthétique (aa 5000-5100 de la MUC2 humaine)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q02817
Poids moléculaire	551 kDa
Expédition	Sac réfrigérant