

Anticorps Polyclonal Anti-Muc2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q02817

Numéro d'article: CM0015320



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MUC2 humaine (mucine-2 intestinale), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la barrière muqueuse, le cancer du côlon et le métabolisme du cuivre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MUC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MLP ; SMUC ; MUC-2 ; MUC2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4583
GeneID	4583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 850-1270 de la MUC2 humaine (NP_002448.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02817
Poids moléculaire protéique	551 kDa
Expédition	Sac de glace