

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Muc20 Pour Wb Et Elisa - Q8N307

Numéro d'article: CM0023450

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la MUC20 humaine, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Reconnaît la MUC20 humaine, de souris et de rat, un régulateur de la signalisation MET. Idéal pour la recherche sur les cancers rénaux et urogénitaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MUC20 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MUC-20; MUC20
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	200958
GeneID	200958
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 100-200 de la MUC20 humaine (NP_689886.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N307
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace