

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Muc4 Pour Wb, Elisa - Q99102

Numéro d'article: CM0024347

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MUC4 humaine, validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Cible la mucine liée à la membrane impliquée dans la protection épithéliale et la progression tumorale. Idéal pour la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MUC4
Remarques/Alias	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4585
GeneID	4585
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2100-2169 de la MUC4 humaine (NP_060876.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99102
Poids de la protéine	542 kDa
Expédition	Sac de glace