

Anticorps Polyclonal Anti-Muc6 Pour Wb, Elisa - Q6W4X9

Numéro d'article: CM0022022

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MUC6 humaine (mucine gastrique 6). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour la recherche sur la cytoprotection muqueuse, la pathologie à H. pylori et l'analyse des marqueurs tumoraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MUC6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MUC-6; MUC6
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4588
Identifiant de gène	4588
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33 à 298 de la MUC6 humaine. (NP_005952.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6W4X9
Poids de la protéine	257 KDa
Expédition	Sac de glace