


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mucine 5Ac Pour Wb Et Elisa - P98088

Numéro d'article: CM0021343



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la Mucine 5AC, une glycoprotéine sécrétée de 586 kDa. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur les mucines, les études respiratoires/gastriques et le développement IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Mucine 5AC Lapin pAb
Remarques/Alias	TBM ; leB ; MUC5 ; mucine ; Mucine 5AC (MUC5AC)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4586
GeneID	4586
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1550-1900 de la Mucine 5AC humaine (MUC5AC) (NP_001291288.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98088
Poids Moléculaire Protéique	586 kDa
Expédition	Sac de glace