

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Multimerine-1 (Mmrn1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13201

Numéro d'article: CM0029038

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Multimerine-1 (MMRN1) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec MMRN1 humaine et souris. Idéal pour la recherche sur la biologie des plaquettes, la thrombose et l'hémostase vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MMRN1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ECM; MMRN; GPIa*; EMILIN4; MMRN1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	22915
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1083-1228 de MMRN1 humaine (NP_031377.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13201
Poids de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac de glace