

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mum1 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - Q15306

Numéro d'article: CM0006764



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IRF4 humain (MUM1/LSIRF), un facteur de transcription essentiel à la signalisation des cellules lymphoïdes et aux réponses immunitaires. Validé pour les applications IF-P, IHC-P et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-MUM1
Remarques/Alias	MUM1, LSIRF, SHEP8, NF-EM5, IRF4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3662
GeneID	3662
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 351-451 de l'IRF4 humain (NP_001182215.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q15306
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace