

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Munc 13-1 Pour Wb, Elisa - Q9Upw8

Numéro d'article: CM0023499

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain Munc13-1 (UNC13A) pour WB et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études d'exocytose synaptique et de sécrétion d'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Munc 13-1 pAb de lapin
Remarques/Alias	Munc13-1; Munc 13-1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	23025
GenelD	23025
Immunogène	Protéine recombinante de l'humain Munc 13-1.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPW8
Poids moléculaire de la protéine	193 kDa
Expédition	Sac de glace