

Anticorps Polyclonal Anti-Mus81 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ny9

Numéro d'article: CM0027067



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MUS81 humain, une endonucléase spécifique de structure impliquée dans la réparation de l'ADN et la stabilité du génome. Convient pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MUS81 Lapin pAb
Remarques/Alias	SLX3; MUS81
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80198
GeneID	80198
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-350 du MUS81 humain (NP_079404.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96NY9
Poids Protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace