

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Musashi-1 (Msi1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43347

Numéro d'article: CM0004984

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Musashi-1 (MSI1) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible l'extrémité N-terminale (aa 1-100) de cette protéine liant l'ARN de 39 kDa impliquée dans le maintien des cellules souches et la signalisation Notch.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Musashi-1 (MSI1) Rabbit mAb
Remarques / Alias	MSI1; protéine de liaison à l'ARN musashi 1; Musashi-1 (MSI1)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4440
GeneID	4440
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la MSI1 humaine (O43347).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43347
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace