

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Musashi-1 (Msi1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43347

Numéro d'article: CM0026951

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Musashi-1 (MSI1) humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les cellules souches et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Musashi-1 (MSI1) Lapin pAb
Remarques/Alias	MSI1; Musashi-1 (MSI1)
Espèce	Humain
ID de gène	4440
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-362 du Musashi-1 (MSI1) humain (NP_002433.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43347
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace